

# ALM SET V-S-Z-DV

REPERE NON RIPOSIZIONABILE PER LESIONI NON PALPABILI ALLA MAMMELLA

L'**ALM** è un ago completo di repere non riposizionabile per la localizzazione pre-operatoria delle lesioni non palpabili della mammella.

Caratteristiche:


- Ago centimetrato con punta lancet.
- Repere metallico con punta a singolo uncino - doppio uncino e "Z".
- Cono luer ad imbuto trasparente che permette una facile introduzione del repere.
- Repere con due tacche di profondità: la prima indica che la punta del repere è situata in prossimità della punta dell'ago, la seconda avverte della fuoriuscita completa della punta del repere dall'ago. L'ago permette sia l'iniezione di sostanze coloranti che l'aspirazione di liquidi.
- Cannula di irrigidimento per la protezione del repere durante l'intervento chirurgico.
- Cono ergonomico ridotto "SLIMELINE" dell'ago che consente di attraversare i fori della piastra di compressione del mammografo.

CODE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
<b>ALM SET Tipo "Z": Repere con punta a "Z"</b>			
ALMZ2005	20G	50mm	10
ALMZ20075	20G	75mm	10
ALMZ2010	20G	100mm	10
ALMZ2015	20G	150mm	10
<b>ALM SET Tipo "V": Repere con punta a uncino</b>			
ALM2005	20G	50mm	10
ALM20075	20G	75mm	10
ALM2010	20G	100mm	10
ALM2015	20G	150mm	10
ALM2105	21G	50mm	10
ALM21075	21G	75mm	10
ALM2110	21G	100mm	10
<b>ALM SET Tipo "S": Ago con cono SLIMELINE</b>			
ALMS2005	20G	50mm	10
ALMS20075	20G	75mm	10
ALMS2010	20G	100mm	10
ALMS2105	21G	50mm	10
ALMS21075	21G	75mm	10
ALMS2110	21G	100mm	10
<b>ALM SET Tipo "DV": Repere con doppio uncino</b>			
ALMDV2003	20G	30mm	10
ALMDV2005	20G	50mm	10
ALMDV20075	20G	75mm	10
ALMDV2010	20G	100mm	10

ALMDV2015



**H.S. HOSPITAL SERVICE** S.p.A.  
Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina  
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519  
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com



Repere con punta a uncino



Repere con punta a "Z"



Repere con doppio uncino



cono SLIMELINE