

NEPHROSTOMY KIT

CATETERE CON PUNTA TIPO MALECOT PER NEFROSTOMIE DI LUNGA DURATA

ALL SILICONE LINE

La "ALL SILICONE LINE" è costituita da cateteri per drenaggio percutaneo realizzati in puro elastomero di silicone con linea radiopaca.

- Catetere in silicone al 100%
- Punta tipo Malecot
- Radiopaco
- Cono luer lock
- Minimo coefficiente di frizione
- Resistente al kinking
- Massima stabilità e resistenza all'ostruzione

IL KIT È COMPOSTO DA:

- Ago chiba 22G x 200mm
- Ago introduttore 15G x 75mm
- Ago chiba 18G x 200mm
- Guida "J" da .035 x 800mm
- Prolunga
- Disco di fissaggio
- Catetere con punta malecot
- N2 cannule di irrigidimento
- Dilatatori

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	DILATATORI	BOX
14-1010	Fr. 10 (3.3mm)	330mm	Fr.7-9-11	1
14-1012	Fr. 12 (4.0mm)	330mm	Fr.7-9-11-13	1
14-1014	Fr. 14 (4.7mm)	330mm	Fr.7-9-11-13-15	1

CMC Create Medic Co. - Japan

