

TOP CUT

AGO A GHIGLIOTTINA PER DISPOSITIVI AUTOMATICI

Il **TOP CUT** è un ago per biopsia a ghigliottina per dispositivi automatici tipo **PRO-MAG™** **BARD BIP™***.

Le caratteristiche degli aghi **TOP CUT** sono:

- Ago centimetrato con punta tranciante tipo Menghini.
- Mandrino con punta a becco di flauto.
- Marker ecogeno interno.
- Culla da 16mm.
- Avanzamento 11-22mm.
- Completo di distanziatore che facilita il posizionamento dell'ago all'interno del dispositivo automatico.
- Codice colore.

* PRO-MAG è un marchio depositato dalla MD TECH
BARD BIP è un marchio depositato dalla BARD

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
TOP CUT Avanzamento 22mm			
TOP 1410	14G	100mm	10
TOP 1415	14G	150mm	10
TOP 1420	14G	200mm	10
TOP 1610	16G	100mm	10
TOP 1615	16G	150mm	10
TOP 1620	16G	200mm	10
TOP 1810	18G	100mm	10
TOP 1815	18G	150mm	10
TOP 1816	18G	160mm	10
TOP 1820	18G	200mm	10
TOP 1825	18G	250mm	10
TOP 1830	18G	300mm	10
TOP 2010	20G	100mm	10
TOP 2015	20G	150mm	10
TOP 2020	20G	200mm	10
TOP CUT Short Avanzamento 11mm			
TOP 14075S	14G	75mm	10
TOP 14115S	14G	115mm	10
TOP 16075S	16G	75mm	10
TOP 16115S	16G	115mm	10
TOP 18075S	18G	75mm	10
TOP 18115S	18G	115mm	10



TRU-CUT Type



H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.
Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com