

ECODIVA® AMNIOKIT

K I T P E R A M N I O C E N T E S I

Kit per il prelievo di liquido amniotico (eseguito in genere tra la 15° e la 18° settimana) per la diagnosi prenatale di difetti genetici del feto. Utilizzato anche per esami citogenetici biochimici.

ECODIVA® AMNIOKIT

Kit per amniocentesi con ago a diametro variabile
L'ECOJEKT DIVA rappresenta la nuova generazione di aghi per citologia, consente di pungere il bersaglio con il più piccolo diametro desiderato mentre il corpo, a diametro maggiore, garantisce stabilità e precisione durante la manovra bioptica.

E' caratterizzato da una variazione di 2G di diametro tra la punta e il corpo della cannula.

- L'ago è completo di mandrino estraibile perfettamente accoppiato all'ago.
- Il Fermo scorrevole e la centimetratura dell'ago consentono un controllo sicuro della profondità di penetrazione.
- Il Marker ecogeno interno evita la diffusione di cellule tumorali.
- Cono luer trasparente con codice colore.

Il kit è composto da:

- Guaina coprisonda in polietilene. Gel sterile.
- Telo per campo sterile 60x60cm e telo con foro centrale 60x45cm.
- N°3 provette da 15ml.
- N°2 siringhe da 20cc con attacco luer lock.
- Pinzetta anatomica.
- N°2 batuffoli di garza e n°2 vaschette per il disinfectante.



CODICE	DIAMETRO (D1/D2)	LUNGHEZZA(L1)	LUNGHEZZA(L2)	BOX
DIVA2010K	18G / 20G	100mm	20mm	10
DIVA2015K	18G / 20G	150mm	20mm	10
DIVA2020K	18G / 20G	200mm	20mm	10
DIVA2107K	19G / 21G	70mm	10mm	10
DIVA2110K	19G / 21G	100mm	20mm	10
DIVA2115K	19G / 21G	150mm	20mm	10
DIVA2120K	19G / 21G	200mm	10mm	10
DIVA2205K	20G / 22G	50mm	20mm	10
DIVA2210K	20G / 22G	100mm	20mm	10
DIVA2215K	20G / 22G	150mm	20mm	10
DIVA2220K	20G / 22G	200mm	20mm	10

Note: L1=Lunghezza dell'ago L2=Lunghezza tratto

HS

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.
Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com