



conic eXtreme:  
**INTEOS<sup>®</sup>** Hand System



# Vorteile des INTEOS® Hand Systems

Das INTEOS® Hand System von Hofer-medical zeichnet sich durch die besonders einfache Implantationstechnik dank der speziellen Technologie und der dafür optimierten Instrumente aus. **Winkelstabile & polyaxiale** oder **winkelstabile conic-eXtreme** Implantationstechniken sind hier Standard.



Abgeschlossenes, in sich voll kompatibles System

- Zwei Plattenstärken 0,7, 1,0 mm
- Vier Schraubendurchmesser 1,5, 1,7, 2,0, 2,2 mm
- Zwei Schraubenkopfdesigns

Anatomisches Anformen der Platten möglich mit

- Biegezangen


Platten - Schraubenverbindung

- winkelstabil - multidirektional
- winkelstabil conic eXtreme


Schraubenmerkmale

- minimalster Schraubenkopfüberstand
- Atraumatische Schraubenspitze
- „Stick Fit“ Schrauben
- ForceDrive 6 Antrieb

Vielzahl an anatomisch vorgeformten Plattendesigns zur einfachen intraoperativen Anwendung



INTEOS® Hand ist ein in sich abgestimmtes, voll kompatibles System



Ein System - zwei Plattenstärken - vier Schraubendurchmesser



Winkelstabil & multidirektional oder winkelstabil conic eXtreme



**AUSTRIA**

HOFER GMBH & CO KG  
Jahnstrasse 10-12  
A 8280 Fürstenfeld  
TEL: +43(0)3382/53388  
FAX: +43(0)3382/53093  
office@hofer-medical.com  
www.hofer-medical.com  
FN21826y  
UID ATU30764704



**GERMANY**

HOFER-MEDICAL GMBH  
Ruhrtalstraße 52-60  
D 45239 Essen  
TEL: 0800-700 80 22 (innerhalb BRD)  
FAX: +49 201 56599 1069  
office@hofer-medical.de  
www.hofer-medical.com  
HRB24645  
UID DE290596924



**ITALY**

HOFER MEDICAL ITALIA S.R.L.  
Via della Giuliana, 66  
I 00195 Rome

Tel: +39 393 8950481  
FAX: +39 06 81151148  
office@hofer-medical.it  
www.hofer-medical.it  
RM-1454597  
UID IT13534721009



**POLAND**

HOFER GMBH & CO KG SPÓŁKA  
KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W POLSCE  
Radkowska 9  
PL 57-402 Nowa Ruda

Tel.Kom.: +48603224112  
Fax: +48 748712273  
office@hofer-medical.pl  
www.hofer-medical.com  
REGON 141527293  
UID PL1070011771

## creating partnership

Partnerschaft ist für uns das Ergebnis langjähriger zufriedener Beziehung in allen Bereichen unseres Wirkens. Die verlässliche Knochenheilung für den Patienten, die optimale Handhabung der Systeme für Ärzte und OP-Mitarbeiter, sowie die einfache Aufbereitung der Instrumente festigen diese Partnerschaft immer wieder aufs Neue.

„Creating“ bedeutet für uns viel mehr als nur Antworten in Form von innovativen Produktlösungen zu finden.

Für uns ist es das Ergebnis von höchsten Qualitätsansprüchen, ständiger Weiterentwicklung, innovativen Produkten, optimalem Service für Patienten, Ärzte und OP-Mitarbeiter, und das rund um die Uhr.

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten, unserem Unternehmen, den Mitarbeitern oder den Produktionsmethoden haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Ihr HOFER-medical solutions Team

vCard

