



MINIFISSATORE PENNIG



Controllo  
preciso



# Per il trattamento delle fratture della mano e del piede, osteotomie correttive, pseudoartrosi, distrazione dei tessuti molli o allungamento osseo



## Fissazione stabile della frattura

con libertà di movimento per le articolazioni

## Minimamente invasiva


grazie all'inserzione percutanea delle viti

## Tecnica semplice

- il doppio snodo sferico rende la riduzione della frattura possibile su ogni piano
- le pinze di riduzione facilitano l'allineamento con il fissatore in situ

## Versatile

- la struttura del morsetto permette differenti modalità di posizionamento delle viti (convergenti o paralleli)
- i morsetti a L consentono di collocare due coppie di viti molto vicine tra loro (distanza minima 6 mm)



- barre rette sono disponibili per l'allungamento ed il trasporto osseo



### Elenco codici

Codice	Descrizione
M407	Kit Minifissatore Pennig mod. lungo
M406	Kit Minifissatore Pennig mod. standard
M405	Kit Minifissatore Pennig mod. corto

Per ulteriori informazioni vedere la sezione "Minifissatori Pennig (PMF)" nel Catalogo Generale Orthofix

### Bibliografia:

- 1) Pennig D. et al.: "The Use of Minimally Invasive Fixation in Fractures of The Hand - The MiniFixator Concept". Injury, 31 (2000) Suppl. 1: 102-112.
- 2) Pennig D. et Gausepohl T.: "Metacarpal Fractures, Phalangeal Fractures and Reconstructive Procedures: the Pennig MiniFixator in the Hand" Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, G. De Bastiani et al. Springer 2000, Ch. 19: 195-218.

### PRODOTTI CORRELATI:



MINIFISSATORI A SLITTA

Trauma | Orthopedics



Distributore:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)  
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370