

Ottima visualizzazione radiografica della frattura; visuale indisturbata di radio e carpo



Corpo telescopico radiotrasparente

Funzionale e semplice per una visualizzazione ottimale ai Raggi X della frattura

Snodi sferici

Elevata stabilità e manovrabilità per una riduzione anatomica



19cm

13cm

Basso Profilo

Più comfort per il paziente



Unità di compressione/ distrazione

Riduzione più accurata

Kit Sterile

Pronto all'uso, comprende strumentario, unità di compressione/distrazione e viti ossee



Elenco codici

Codice	Descrizione
99-36501	Kit Fissatore radiotrasparente per polso (sterile)

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla sezione "Fissatore radiotrasparente per polso" nel Catalogo Generale Orthofix - Vedere Guida Rapida PG 150

Bibliografia:

1) Nelson D.L.: "The RadioLucent Wrist Fixator for Distal Radius Fractures" Orthofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, G. De Bastiani et al. Springer 2000, Ch. 17: 181-191.

Distributore:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370



Prodotto da:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380



www.orthofix.com

PB RLW I1 HA 06/16


ORTHOFIX®