


# INTEOS KLEINFRAGMENT

Zuordnung Farbkodierung Schrauben & Bohrer  
Relation color coding screws & drills

Schraubendurchmesser


Ø 2,5




Ø 3,0



Ø 3,0



Ø 3,5



Bohrerdurchmesser  
Standard

Ø 2,0



Ø 2,5



Ø 2,0



Ø 2,7



Bohrerdurchmesser  
Minimum

Ø 1,5



Ø 2,0



Ø 1,5



Ø 2,5



Bohrerdurchmesser  
Zugschraube

Ø 2,7



Ø 3,2



Ø 3,2



Ø 3,5

