



KIT XCALIBER META-DIAFISARIO E PER CAVIGLIA CON STRUMENTARIO



XCaliber Meta-diafisario



XCaliber per Caviglia

- Kit Fissatore XCaliber radiotrasparente leggero e versatile con strumentario dedicato per una vasta gamma di indicazioni traumatologiche
- Confezione sterile, pronta all'uso
- Include viti ossee XCaliber Osteotite rivestite in Idrossiapatite per ridurre l'incidenza di allentamenti ed infezioni



XCaliber. Xtra Pronto!

# Kit di Fissatore XCaliber Meta-diafisario e per Caviglia con Strumentario

In confezione sterile, pronta all'uso




99-91600UE Kit XCaliber Meta-diafisario con Strumentario, sterile

## Descrizione Prodotto

### Quantità

Chiave Universale a T	1
Chiave Universale Allen	1
Punta Perforatore 3.2x40 mm	1
Punta Perforatore 4.8x40 mm	1
Fissatore XCaliber Meta-diafisario	1
Guida Vite lunghezza 60 mm	3
Unità di Compressione/Distrazione	1
Vite XCaliber Osteotite 150/60	1
Vite XCaliber Osteotite 150/50	1
Vite XCaliber Osteotite 150/40	1
Vite XCaliber Osteotite 150/30	3
Punta Perforatore Cannulata 3.2x200 mm	1
Fili Kirschner senza oliva 1.5x250 mm	2
Punta perforatore 4.8x180 mm	1



99-91647UE Kit XCaliber per Caviglia con Strumentario, sterile

## Descrizione Prodotto

### Quantità

Chiave Universale a T	1
Chiave Universale di Allen	1
Guida Perforatore 3.2x40 mm	1
Guida Perforatore 4.8x40 mm	1
Fissatore XCaliber per Caviglia	1
Mascherina radiotrasparente per Caviglia	1
Guida Vite lunghezza 60 mm	3
Unità di Compressione/Distrazione	1
Vite Ossea XCaliber 150/40 mm	2
Vite Ossea XCaliber 150/30 mm	3
Punta Perforatore Cannulato 3.2x200 mm	1
Fili di Kirschner senza oliva 1.5x250 mm	2
Punta Perforatore 4.8x180 mm	1

## XCaliber Meta-diafisario

### Caso Clinico

Paziente femmina di 37 anni con frattura metafisaria (AO tipo C2)



Fissazione interna a minima della superficie articolare con viti cannulate. Innesto osseo metafisario con sostituto dell'osso ed applicazione del fissatore XCaliber Meta-diafisario con tre viti XCaliber Osteotite prossimali e due distali. Utilizzo di una vite supplementare.



Il fissatore viene rimosso dopo 140 giorni.



Caso clinico del Dr. M. Manca, Ospedale Versilia, Viareggio (LU), Italia

## XCaliber per Caviglia

### Caso Clinico

Paziente maschio di 26 anni con frattura del pilone tibiale (AO tipo C3)



Post-operatorio



Follow up a 4 mesi



Follow up a 6 mesi dopo rimozione del fissatore

Caso clinico del Dr. F. Lavini, Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia (Prof. P. Bartolozzi), Università di Verona, Italia

Correzione di Deformità | Trauma | Pediatria | Stimolazione Ossea

Prodotto da:  
ORTHOFIX Srl, Via delle Nazioni, 9  
37012 Bussolengo (Verona), Italia

Telefono +39-0456719000  
Fax: +39-0456719380

[www.orthofix.com](http://www.orthofix.com)

XC-0801-PL-11 BA-09/10

Distributore:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)  
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

CE 0123

  
**ORTHOFIX**<sup>®</sup>  
Orthopedics International