

# HS GENERAL PURPOSE

CATETERE PER DRENAGGIO PERCUTANEO CON PUNTA PIGTAIL CON O SENZA TIRANTE

## LINEA FLEX FORM

La "LINEA FLEX FORM" è costituita da cateteri per drenaggio percutaneo realizzati in poliuretano.

- Minimo coefficiente di frizione.
- Resistente al kinking.
- Massima stabilità e resistenza all'ostruzione.
- Biocompatibilità.
- Memoria elastica della punta.
- Idrofilico Blu-Type.

Caratteristiche del catetere:

- Catetere in poliuretano.
- Punta tipo Pigtail (2cm) con ampi fori laterali ellittici a bordi smussati.
- Sistema di ancoraggio con blocco del tirante sul cono del catetere.
- Originale disegno del lume interno che permette di imprimere maggiore forza nell'introduzione, evita l'incamiciamento e consente un facile ritiro della cannula.
- Cono luer lock con impugnatura rastremata.
- Completo di cannula di rinforzo a punta smussa e mandrino a punta piramidale.

TECNICA DIRETTA

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
Senza tirante			
HSGP0625	6Fr	250mm	5
HSGP0630	6Fr	300mm	5
HSGP0730	7Fr	300mm	5
HSGP0830	8Fr	300mm	5
HSGP1030	10Fr	300mm	5
HSGP1230	12Fr	300mm	5
HSGP1430	14Fr	300mm	5
HSGP1630	16Fr	300mm	5
Con tirante			
HSGPL0625	6Fr	250mm	5
HSGPL0630	6Fr	300mm	5
HSGPL0730	7Fr	300mm	5
HSGPL0830	8Fr	300mm	5
HSGPL1030	10Fr	300mm	5
HSGPL1230	12Fr	300mm	5
HSGPL1430	14Fr	300mm	5
HSGPL1630	16Fr	300mm	5



Sistema di ancoraggio con blocco del tirante



Punta Pigtail



® H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.  
Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina  
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519  
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com