

HS HARVEST NEEDLE

SET PER L'ESPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO

Set per espianato del midollo osseo

Caratteristiche:

- Ago con n°5 fori posti all'estremità della punta che consentono un'abbondante aspirazione.
- Cono luer
- Mandrino con punta piramidale che consente un'introduzione facilitata attraverso la parete ossea.
- Impugnatura anatomica che consente una presa ed una manovrabilità sicura in quanto la forza necessaria all'avanzamento dell'ago, attraverso il tessuto osseo, viene scaricata su tutto il palmo della mano e non localmente.
- Set completo di doppio mandrino.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
ES 1110	11G	100mm	10
ES 1310	13G	100mm	10

HS

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.
Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com