

MB SET

DISPOSITIVO PER AGOASPIRAZIONE DELLA MAMMELLA E DELLA TIROIDE

L' **MB SET** è un dispositivo con:

- Ago con punta "Lancet" che penetra facilmente senza lacerare i tessuti.
- Cono luer trasparente consente il controllo visivo dell'avvenuto prelievo e delle sue caratteristiche macroscopiche.
- Fermo di profondità che consente un controllo sicuro della profondità di penetrazione.
- Siringa tipo ABS evita l'utilizzo di dispositivi "a pistola" offrendo, con le alette, una migliore e più sicura manovrabilità.

La distanza ridotta tra la mano che manovra la siringa e la punta dell'ago aumenta la sensibilità e la precisione nel centrare il nodulo.



CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
MB2005	20G	50mm	20
MB2007	20G	70mm	20
MB2205	22G	50mm	20
MB2207	22G	70mm	20
MB2505	25G	50mm	20

HS

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.

Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com