

PEIT NEEDLE


AGO PER ALCOLIZZAZIONE CON PUNTA CHIUSA E FORI LATERALI

Il **PEIT** è un ago a punta chiusa con 3 o 6 fori con prolunga. Tramite la prolunga è possibile collegare l'ago ad una siringa prima dell'introduzione nella lesione consentendo una notevole velocità di esecuzione dell'alcolizzazione.

Il PEIT NEEDLE

- Richiede un solo operatore
- Maggiore volume di tessuto trattato
- Minor numero di sedute
- Minor flusso di etanolo nella cavità peritoneale
- Nessuna deviazione dell'ago dalla traiettoria
- Si possono trattare noduli piccoli e profondi
- Facile centraggio della lesione
- La distribuzione dei fori a 120 evita la necrosi incompleta
- Completo di introduttore

CODICE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	BOX
PEIT2108	21G	80mm	10
PEIT2115	21G	150mm	10
PEIT2120	21G	200mm	10
PEIT2115-6	21G	150mm	10
PEIT2120-6	21G	200mm	10



HS

H.S. HOSPITAL SERVICE S.p.A.
Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina
Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519
www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com