

# SUCTION RECTAL BIOPSY

DISPOSITIVO PER BIOPSIA RETTALE

Il dispositivo **SUCTION RECTAL BIOPSY** permette di ottenere la biopsia della mucosa e sottomucosa del retto a varia distanza della linea pettinata.

- ◆ *Malattia di Hirschsprung.*
- ◆ *Pazienti con stipsi ostinata o problemi di pseudo ostruzione intestinale cronica.*
- ◆ *Diagnosi di amiloidosi.*
- ◆ *Disturbi immunitari acquisiti quali la GVHD.*
- *Pistola riutilizzabile composta da 4 componenti facili da montare e smontare con impugnatura ergonomica leggera completa di grilletto agevole da utilizzare con il pollice.*
- *Cono per il raccolto di suzione*
- *Lame monouso incapsulate per il recupero facile del campione*
- *Utilizzo facilitato per operatori destri e mancini.*



CODICE	DESCRIZIONE
CPI200	Confezione da 10 pezzi contenenti: n° 3 capsule con lama + tubo di aspirazione e adattatore per tubo/siringa
HP1000	Pistola riutilizzabile
SS1000	Tray leggeri e durevoli progettati per fornire la massima protezione e flessibilità durante la sterilizzazione

Produttore: AUS Systems PTY LTD



**H.S. HOSPITAL SERVICE** S.p.A.  
 Via delle Valli, snc 04011 Aprilia - Latina  
 Tel 06/9201961 Fax 06/92727871 Fax ufficio ordini 06/9275519  
 www.hshospitalservice.com e-mail: hs@hshospitalservice.com

H.S. Hospital Service S.p.A. è una società certificata ISO 9001 e EN 46001

**BIOPSIA RETTALE**